



Universal Agarose

Datenblatt

Bestell-Nr.: 10.35.1020MB **5 g**
Bestell-Nr.: 10.35.1010 **100 g**
Bestell-Nr.: 10.35.1020 **500 g**

(Nur für Forschung und *in vitro*-Anwendungen)

Chargen-Nr.:

Mindestens haltbar bis:

Aussehen: homogenes Pulver

Farbe: weiß

	Sollwert	Istwert
Gelstärke (1,0%):	$\geq 1.200 \text{ g/cm}^2$	1.507 g/cm^2
Geliertemperatur (1,5 %):	34 – 38 °C	37,0 °C
Elektroendosmose (- m_r):	$\leq 0,12$	0,10
Sulfatgehalt:	$\leq 0,14 \%$	0,02 %
Wassergehalt:	$\leq 8,5 \%$	6,00 %
DNA-Bindung:	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
DNase- u. RNase-Aktivität:	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar

Versand: bei Umgebungstemperatur

Lagerung: bei Raumtemperatur

Bio&SELL Lohweg 27 90537 Feucht bei Nürnberg	E-Mail: info@bio-sell.de Internet: www.bio-sell.de	Fon : +49 (0) 9128 – 724 32 32 Fax : +49 (0) 9128 – 724 32 33
---	--	--